

恒温层析柜系列

CONSTANT TEMPERATURE CHROMATOGRAPHY CABINET SERIES



CXG-1



CXG-2

主要技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

型号	CXG-1	CXG-2
容积	250L	400L
温控范围	0~45℃	
显示方式	LED显示	
定时范围	无定时	
层析柱夹数量	单支	双支
工作环境温度	温度0~40℃，湿度≤85%	
电源电压	AC220V±10%；50HZ	
外形尺寸	600*623*1265mm	680*675*1720mm
重量	70KG	100KG

层析仪套装系列

CHROMATOGRAPH SET

自动核酸蛋白分离层析仪



MA99-1
普通型（六件套）



MA99-2
标准型（六件套）



MA99-2A
标准型（七件套）



MA99-3
标准型（六件套）

HD-21-1核酸蛋白检测仪（新型液晶屏，中文菜单），HL-2恒流泵；
BSZ-100自动部份收集器；HD-A色谱工作站；层析柱架；
层析柱： $\phi 1.0 \times 40$ ， $\phi 1.6 \times 50$ ， $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长：254，280nm；
光程：3mm；
量程：六档细分；一键调T，同时显示A值；
流量：0.01~10ml/min；
定时收集范围：1秒~24小时（数显）
试管收集容量：12ml×100；
自配电脑可绘制层析图谱；数据分析，计算与保存；
系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

HD-21-1核酸蛋白检测仪（新型液晶屏，中文菜单），HL-2S恒流泵；
SBS-100数控计滴自动部份收集器（液晶显示）；HD-A色谱工作站；层析柱架；
层析柱： $\phi 1.0 \times 40$ ， $\phi 1.6 \times 50$ ， $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长：254，280nm；光程：3mm；
量程：六档细分；一键调T，同时显示A值；
流量：0.01~10ml/min；
定时收集范围：1秒~200小时；
定滴收集范围：1~9999滴；
试管收集容量：12ml*100；
自配电脑可绘制层析图谱；数据分析，计算与保存；
系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

HD-21-1核酸蛋白检测仪（新型液晶屏，中文菜单），BT-100恒流泵；
BS-100A自动部份收集器（液晶显示）；
TH-500梯度混合器；HD-A色谱工作站；层析柱架；
层析柱： $\phi 1.0 \times 40$ ， $\phi 1.6 \times 50$ ， $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长：254，280nm；光程：3mm；
量程：六档细分；一键调T，同时显示A值；
流量：0.01~148ml/min；适用YZ15泵头，可配软管12#、14#、17#、19#；
定时收集范围：1秒~199小时59分59秒；
试管收集容量：12ml*100；给出梯度：1000ml；
自配电脑可绘制层析图谱；数据分析，计算与保存；
系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

HD-21-1核酸蛋白检测仪（新型液晶屏，中文菜单）；
DHL-A电脑数显恒流泵；DBS-100电脑自动部份收集器（液晶显示）；
HD-A色谱工作站；仪器车；
层析柱： $\phi 1.0 \times 40$ ， $\phi 1.6 \times 50$ ， $\phi 2.6 \times 60$ 各一支
波长：254，280nm；
光程：3mm；
量程：六档细分；一键调T，同时显示A值；
流量：0.01~22ml/min；
定时收集范围：1秒~200小时；
定滴收集范围：1~9999滴；
定峰收集范围：0~100mv；
试管收集容量：12ml*100；
自配电脑可绘制层析图谱；数据分析，计算与保存；
系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。